

# Entris®

## Ventajas

- Célula de pesaje monolítica que garantiza precisión a largo plazo
- Aplicaciones y teclas de funciones integradas que facilitan el manejo
- Pantalla retroiluminada de alto contraste y lectura agradable para el usuario



## Descripción del Producto

Obtenga la fiabilidad y calidad de una balanza Sartorius, pero pagando solo las funciones que realmente necesita.

Entris® está especialmente diseñada para proporcionar resultados fiables y eficaces en las tareas de pesaje diarias. Su interfaz de usuario, tan sencilla como claramente estructurada, sus funciones de asignación de teclas lógicas y su excelente legibilidad son prestaciones ideales para un manejo seguro.

## Especificaciones técnicas

### Datos técnicos generales

|                                                                        |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conmutación interna de la pesa de ajuste                               | Todos los modelos con la denominación ENTRIS...i-1S están equipados con una conmutación interna de la pesa |
| Conexión de red, tensión, frecuencia                                   | A través de una fuente de alimentación de sobremesa, 100 – 240 V AC, $\pm 10\%$ , 50 – 60 Hz               |
| Consumo (potencia)                                                     | Máximo 16 VA; típico 8 VA (incluyendo la fuente de alimentación)                                           |
| Funcionamiento con batería externa YRB11Z (retroiluminación encendida) | aprox. 35 h                                                                                                |

### Equipamiento estándar

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivelación                                    | Indicador de nivel de vidrio con burbuja para el centrado                                                                                                                                                                                                                                  |
| Calibración                                   | – Calibración externa<br>– Calibración interna                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidades de peso seleccionables <sup>1)</sup> | Gramos, kilogramos, quilates, libras, onzas, onzas troy, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, granos, pesos de 24 granos (pennyweights), miligramos, partes por libra, tael de China, mommes, quilates austríacos, tolas, baht, mesghal, toneladas, libras: onzas y Newton |
| Interfaz                                      | RS232C, 25 pines                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pantalla                                      | Retroiluminación blanca, pantalla de alto contraste con dígitos de 15 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Aplicaciones integradas de serie              | Pesaje, densidad, porcentaje, recuento, pesaje de animales, conversión                                                                                                                                                                                                                     |
| Idiomas                                       | Inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, español                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bloqueo antirrobo                             | Candado y cierre para cable o cadena                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pesaje suspendido                             | Integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1)</sup> Según el modelo específico del país

### Condiciones ambientales

Las especificaciones son aplicables cuando se dan las siguientes condiciones ambientales:


|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno                     | Para uso exclusivo en interiores                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente        | +10° C ... +30° C (+50° F ... +86° F)                                                                                                                              |
| Capacidad operativa         | garantizada entre +5° C ... +40° C (+41° F ... +104° F)                                                                                                            |
| Almacenamiento y transporte | –10° C ... +60° C (+14° F ... +140° F)                                                                                                                             |
| Altitud                     | hasta 3.000 m sobre el nivel del mar                                                                                                                               |
| Humedad relativa            | 15 % a 80 % para temperaturas de hasta 31 °C; en ausencia de condensación, disminuye linealmente hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °C y hasta el 20 % a 50 °C |

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad de los equipos eléctricos | según las normas EN 61010-1   IEC 61010-1<br>Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios.<br>Parte 1: Requisitos generales |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad electromagnética | según las normas EN 61326-1   IEC 61326-1<br>Material eléctrico para medición, control y uso en laboratorio.<br>Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM).<br>Parte 1: Requisitos generales |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Resistencia a interferencias | Apto para el uso en áreas industriales |
|------------------------------|----------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisión de interferencias | Clase B (apto para el uso en áreas residenciales y áreas conectadas a una red de baja tensión que dé suministro también a edificios residenciales). El dispositivo puede, por tanto, utilizarse en ambas áreas. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Diseño 1



Diseño 2



Diseño 3



Diseño 4

## Balanzas analíticas Entris®

| Modelo                                       |         | ENTRIS224i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS124i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS64i-1x <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Diseño                                       |         | 1                           | 1                           | 1                          |
| Capacidad de pesaje                          | g       | 220                         | 120                         | 60                         |
| Resolución                                   | mg      | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                        |
| Repetibilidad (desviación estándar)          | mg      | 0,1                         | 0,1                         | 0,1                        |
| Desviación de la linealidad                  | mg      | 0,2                         | 0,2                         | 0,2                        |
| Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C | ± ppm/K | 3                           | 3                           | 3                          |
| Tiempo de estabilización típico              | s       | 2,5                         | 2,5                         | 2,5                        |
| Tamaño del plato de pesaje                   | mm      | Ø 90                        | Ø 90                        | Ø 90                       |
| Altura de la cámara de pesaje*               | mm      | 230                         | 230                         | 230                        |
| Peso neto aproximado                         | kg      | 4,8                         | 4,8                         | 4,8                        |
| Calibración                                  |         | Interna                     | Interna                     | Interna                    |

## Präzisionswaagen Entris®

| Modelo                                       |         | ENTRIS<br>623i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>423i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>323i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>153i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>6202i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>4202i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>3202i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>2202i-1x <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Diseño                                       |         | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               | 4                                | 4                                | 4                                | 4                                |
| Capacidad de pesaje                          | g       | 620                             | 420                             | 320                             | 150                             | 6,200                            | 4,200                            | 3,200                            | 2,200                            |
| Resolución                                   | mg      | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               | 10                               | 10                               | 10                               | 10                               |
| Repetibilidad (desviación estándar)          | mg      | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               | 10                               | 10                               | 10                               | 10                               |
| Desviación de la linealidad                  | mg      | 2                               | 2                               | 2                               | 2                               | 30                               | 30                               | 30                               | 30                               |
| Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C | ± ppm/K | 3                               | 3                               | 3                               | 3                               | 4                                | 4                                | 4                                | 4                                |
| Tiempo de estabilización típico              | s       | 1,0                             | 1,0                             | 1,1                             | 1,3                             | 1,5                              | 1,5                              | 1,5                              | 1,5                              |
| Tamaño del plato de pesaje                   | mm      | Ø 115                           | Ø 115                           | Ø 115                           | Ø 115                           | 180 × 180                        | 180 × 180                        | 180 × 180                        | 180 × 180                        |
| Altura de la cámara de pesaje*               | mm      | 50                              | 50                              | 50                              | 50                              | –                                | –                                | –                                | –                                |
| Peso neto aproximado                         | kg      | 3,6                             | 3,6                             | 3,6                             | 3,0                             | 3,5                              | 3,5                              | 3,5                              | 3,5                              |
| Calibración                                  |         | Interna                         | Interna                         | Interna                         | Interna                         | Interna                          | Interna                          | Interna                          | Interna                          |

| Modelo                                       |         | ENTRIS822i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS8201i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS5201i-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS2201i-1x <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Diseño                                       |         | 3                           | 4                            | 4                            | 4                            |
| Capacidad de pesaje                          | g       | 820                         | 8,200                        | 5,200                        | 2,200                        |
| Resolución                                   | mg      | 10                          | 100                          | 100                          | 100                          |
| Repetibilidad (desviación estándar)          | mg      | 10                          | 100                          | 100                          | 100                          |
| Desviación de la linealidad                  | mg      | 30                          | 300                          | 300                          | 300                          |
| Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C | ± ppm/K | 4                           | 8                            | 8                            | 8                            |
| Tiempo de estabilización típico              | s       | 1,5                         | 1,5                          | 1,5                          | 1,5                          |
| Tamaño del plato de pesaje                   | mm      | Ø 150                       | 180 × 180                    | 180 × 180                    | 180 × 180                    |
| Peso neto aproximado                         | kg      | 2,6                         | 3,5                          | 3,5                          | 3,5                          |
| Calibración                                  |         | Interna                     | Interna                      | Interna                      | Interna                      |

\* De la superficie del plato al vidrio superior del quita-vientos

<sup>1)</sup> Posibles denominaciones de las variantes de modelo específicas del país:

x = S: bilance standard senza integrazioni specifiche per il paese

x = SUS: bilancia standard con integrazioni specifiche per de los Estados Unidos de América

## Balanzas analíticas Entris®

| Modelo                                       |         | ENTRIS224-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS124-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS64-1x <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Diseño                                       |         | 1                          | 1                          | 1                         |
| Capacidad de pesaje                          | g       | 220                        | 120                        | 60                        |
| Resolución                                   | mg      | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                       |
| Repetibilidad (desviación estándar)          | mg      | 0,1                        | 0,1                        | 0,1                       |
| Desviación de la linealidad                  | mg      | 0,2                        | 0,2                        | 0,2                       |
| Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C | ± ppm/K | 3                          | 3                          | 3                         |
| Tiempo de estabilización típico              | s       | 2,5                        | 2,5                        | 2,5                       |
| Tamaño del plato de pesaje                   | mm      | Ø 90                       | Ø 90                       | Ø 90                      |
| Altura de la cámara de pesaje*               | mm      | 230                        | 230                        | 230                       |
| Peso neto aproximado                         | kg      | 4,4                        | 4,4                        | 4,4                       |
| Calibración                                  |         | Externa                    | Externa                    | Externa                   |

## Balanzas de precisión Entris®

| Modelo                                       |         | ENTRIS<br>623-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>423-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>323-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>153-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>6202-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>4202-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>3202-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS<br>2202-1x <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Diseño                                       |         | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              | 4                               | 4                               | 4                               | 4                               |
| Capacidad de pesaje                          | g       | 620                            | 420                            | 320                            | 150                            | 6,200                           | 4,200                           | 3,200                           | 2,200                           |
| Resolución                                   | mg      | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 10                              | 10                              | 10                              | 10                              |
| Repetibilidad (desviación estándar)          | mg      | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 10                              | 10                              | 10                              | 10                              |
| Desviación de la linealidad                  | mg      | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              | 30                              | 30                              | 30                              | 30                              |
| Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C | ± ppm/K | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              | 4                               | 4                               | 4                               | 4                               |
| Tiempo de estabilización típico              | s       | 1,0                            | 1,0                            | 1,1                            | 1,3                            | 1,5                             | 1,5                             | 1,5                             | 1,5                             |
| Tamaño del plato de pesaje                   | mm      | Ø 115                          | Ø 115                          | Ø 115                          | Ø 115                          | 180 × 180                       | 180 × 180                       | 180 × 180                       | 180 × 180                       |
| Altura de la cámara de pesaje*               | mm      | 50                             | 50                             | 50                             | 50                             | –                               | –                               | –                               | –                               |
| Peso neto aproximado                         | kg      | 3,2                            | 3,2                            | 3,2                            | 2,6                            | 3,1                             | 3,1                             | 3,1                             | 3,1                             |
| Calibración                                  |         | Externa                        | Externa                        | Externa                        | Externa                        | Externa                         | Externa                         | Externa                         | Externa                         |

| Modelo                                       |         | ENTRIS822-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS8201-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS5201-1x <sup>1)</sup> | ENTRIS2201-1x <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Diseño                                       |         | 3                          | 4                           | 4                           | 4                           |
| Capacidad de pesaje                          | g       | 820                        | 8,200                       | 5,200                       | 2,200                       |
| Resolución                                   | mg      | 10                         | 100                         | 100                         | 100                         |
| Repetibilidad (desviación estándar)          | mg      | 10                         | 100                         | 100                         | 100                         |
| Desviación de la linealidad                  | mg      | 30                         | 300                         | 300                         | 300                         |
| Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C | ± ppm/K | 4                          | 8                           | 8                           | 8                           |
| Tiempo de estabilización típico              | s       | 1,5                        | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         |
| Tamaño del plato de pesaje                   | mm      | Ø 150                      | 180 × 180                   | 180 × 180                   | 180 × 180                   |
| Peso neto aproximado                         | kg      | 2,0                        | 2,7                         | 2,7                         | 2,7                         |
| Calibración                                  |         | Externa                    | Externa                     | Externa                     | Externa                     |

\* De la superficie del plato al vidrio superior del quita-vientos

<sup>1)</sup> Posibles denominaciones de las variantes de modelo específicas del país:

x = S: bilance standard senza integrazioni specifiche per il paese

x = SUS: bilancia standard con integrazioni specifiche per de los Estados Unidos de América

## Accesorios opcionales

### Impresoras

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Impresora de laboratorio estándar                        | YDP20-OCE |
| Papel para impresora, 5 unidades, cada una con 40 metros | 6906937   |
| Rollos de cinta entintada                                | 6906918   |

### Cable de datos

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| RS232 de 25 pines macho   Cable USB tipo A, longitud aprox. 1,8 m | YCC01-USBM2 |
| RS232 de 25 pines macho   25 pin hembra, longitud aprox. 1,5 m    | 7357312     |
| RS232 de 25 pines macho   9 pin hembra, longitud aprox. 2,0 m     | 7357314     |
| RS232 de 25 pines macho   9 pin hembra, longitud aprox. 0,5 m     | 6965619     |

### Determinación de la densidad

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Kit de densidad para balanzas con legibilidad de 0,01 mg | YDK03 |
|----------------------------------------------------------|-------|

### Cubierta rápida

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| para balanzas con plato de pesaje rectangular        | 6960ED01 |
| para balanzas con plato de pesaje redondo (Ø 150 mm) | 6960ED02 |

### Guardapolvo

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| para balanzas con protector frente a corrientes de aire con legibilidad 0,1 mg | 6960BP08 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|

### Mesa de pesaje

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| De madera con piedra artificial                         | YWT09 |
| De piedra artificial con amortiguadores de oscilaciones | YWT03 |

### Consola mural

|               |       |
|---------------|-------|
| Consola mural | YWT04 |
|---------------|-------|

### General

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Segunda pantalla, LCD, retroiluminada                                                                   | YRD03Z    |
| Paquete de baterías para balanzas de laboratorio estándar                                               | YRB11Z    |
| Soplador ionizante, para carga electrostática de muestras                                               |           |
| – 220–240 V AC                                                                                          | YIB01-ODR |
| – 110–120 V AC                                                                                          | YIB01-OUR |
| Lápiz antiestático para neutralizar la electricidad estática de las muestras (100–240 V AC, 50   60 Hz) | YSTP01    |

### Pesas de calibración


|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 224                                         | YCW522-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 200 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 124                                         | YCW512-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 100 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 64                                          | YCW452-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 50 g, categoría OIML clase E2, con certificado DAkKS  |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 623                                         | YCW553-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 500 g, categoría OIML clase F1, con certificado DAkKS |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 423; 323                                    | YCW523-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 200 g, categoría OIML clase F1, con certificado DAkKS |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 153                                         | YCW513-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 100 g, categoría OIML clase F1, con certificado DAkKS |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 6202                                        | YCW653-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 5 kg, categoría OIML clase F1, con certificado DAkKS  |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 4202; 3202; 2202                            | YCW623-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 2 kg, categoría OIML clase F1, con certificado DAkKS  |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 822                                         | YCW554-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 500 g, categoría OIML clase F2, con certificado DAkKS |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 8201; 5201                                  | YCW654-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 5 kg, categoría OIML clase F2, con certificado DAkKS  |              |
| Calibración de las balanzas de laboratorio modelo 2201                                        | YCW624-AC-02 |
| – Pesa para pruebas en forma de seta de 2 kg, categoría OIML clase F2, con certificado DAkKS  |              |




YDP20-OCE, impresora de laboratorio estándar

Planos


Modelos con una resolución de 0,1 mg, en mm




Modelos con una resolución de 1 mg, en mm



Modelos con una resolución de  $\geq 10$  mg (en mm) y plato de pesaje redondo



Modelos con una resolución de  $\geq 10$  mg (en mm) y plato de pesaje rectangular



# Sales and Service Contacts

For further contacts, visit [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

## Europe

### Germany

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Otto-Brenner-Strasse 20  
37079 Goettingen  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289

### France & Suisse Romande

Sartorius France  
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier  
ZA de la Gaudrée  
91410 Dourdan  
Phone +33.1.70.62.50.00  
Fax +33.1.64.59.76.39

### Austria

Sartorius Austria GmbH  
Modecenterstrasse 22  
1030 Vienna  
Phone +43.1.7965760.0  
Fax +43.1.7965760.24

### Belgium

Sartorius Belgium N.V.  
Rue Colonel Bourg 105  
1030 Bruxelles  
Phone +32.2.756.06.90  
Fax +32.2.481.84.11

### Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki  
Phone +358.9.755.951  
Fax +358.9.755.95.200

### Hungary

Sartorius Hungária Kft.  
Kagyló u. 5.  
2092 Budakeszi  
Phone +3623.457.227  
Fax +3623.457.147

### Ireland

Sartorius Ireland Ltd.  
Unit 41, The Business Centre  
Stadium Business Park  
Ballycoolin Road  
Dublin 11  
Phone +353.1.8089050  
Fax +353.1.8089388

### Italy

Sartorius Italy S.r.l.  
Via Torino 3/5  
20814 Varedo (MB)  
Phone +39.039.4659.1  
Fax +39.039.4659.88

### Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.  
Phone +31.30.60.53.001  
Fax +31.30.60.52.917  
[info.netherlands@sartorius.com](mailto:info.netherlands@sartorius.com)

### Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.  
ul. Wrzesinska 70  
62-025 Kostrzyn  
Phone +48.61.6473830  
Fax +48.61.6473839

### Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"  
Uralskaya str. 4, Lit. B  
199155 St. Petersburg  
Phone +7.812.327.53.27  
Fax +7.812.327.53.23

### Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.  
Avda. de la Industria, 32  
Edificio PAYMA  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone Spain +34.913.586.095  
Phone Portugal +351.800.855.800  
Fax Spain +34.913.589.623  
Fax Portugal +351.800.855.799

### Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG  
Ringstrasse 24a  
8317 Tagelswangen (ZH)  
Phone +41.44.746.50.00  
Fax +41.44.746.50.50

### U.K.

Sartorius UK Ltd.  
Longmead Business Centre  
Blenheim Road, Epsom  
Surrey KT19 9QQ  
Phone +44.1372.737159  
Fax +44.1372.726171

### Ukraine

LLS "Sartorius RUS"  
Post Box 440 "B"  
01001 Kiev, Ukraine  
Phone +380.44.411.4918  
Fax +380.50.623.3162

## Americas

### USA

Sartorius Corporation  
5 Orville Drive, Suite 200  
Bohemia, NY 11716  
Phone +1.631.254.4249  
Toll-free +1.800.635.2906  
Fax +1.631.254.4253

### Argentina

Sartorius Argentina S.A.  
Int. A. Ávalos 4251  
B1605ECS Munro  
Buenos Aires  
Phone +54.11.4721.0505  
Fax +54.11.4762.2333

### Brazil

Sartorius do Brasil Ltda  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil  
Phone +55.11.4362.8900  
Fax +55.11.4362.8901

### Canada

Sartorius Canada Inc.  
2179 Dunwin Drive #4  
Mississauga, ON L5L 1X2  
Phone +1.905.569.7977  
Toll-Free +1.800.668.4234  
Fax +1.905.569.7021

### Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.  
Libramiento Norte de Tepetzotlan s/n,  
Colonia Barrio Tlacateco,  
Municipio de Tepetzotlan,  
Estado de México,  
C.P. 54605  
Phone +52.55.5562.1102  
Fax +52.55.5562.2942  
[leadsmex@sartorius.com](mailto:leadsmex@sartorius.com)

### Peru

Sartorius Peru S.A.C.  
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro  
15073 Lima, Perú  
Phone +51.1.441 0158  
Fax +51.1.422 6100

## Asia | Pacific

### Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.  
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive  
Dandenong South Vic 3175  
Phone +61.3.8762.1800  
Fax +61.3.8762.1828

### China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
3rd Floor, North Wing, Tower 1  
No. 4560 Jinke Road  
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District  
Shanghai 201210, P.R. China  
Phone +86.21.6878.2300  
Fax +86.21.6878.2882

### Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.  
Unit 1012, Lu Plaza  
2 Wing Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon, Hong Kong  
Phone +852.2774.2678  
Fax +852.2766.3526

### India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.  
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,  
Nelamangala Tq  
562 123 Bangalore, India  
Phone +91.80.4350.5250  
Fax +91.80.4350.5253

### Japan

Sartorius Japan K.K.  
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.  
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome  
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan  
Phone +81.3.3740.5408  
Fax +81.3.3740.5406

### Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd  
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia  
Bukit Jalil  
57000 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +60.3.8996.0622  
Fax +60.3.8996.0755

### Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd  
1 Science Park Road,  
The Capricorn, #05-08A,  
Singapore Science Park II  
Singapore 117528  
Phone +65.6872.3966  
Fax +65.6778.2494

### South Korea

Sartorius Korea Ltd.  
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400  
Phone +82.31.622.5700  
Fax +82.31.622.5799

### Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.  
129 Rama 9 Road,  
Huaykwang  
Bangkok 10310  
Phone +66.2643.8361-6  
Fax +66.2643.8367



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)